


Rinö Pro

- EN Filter-Free Nasal Aspirator
- FR Aspirateur nasal sans filtre
- ES Aspirador nasal sin filtro
- IT Aspiratore nasale senza filtro
- DE Filterfreier Nasensauger
- PT Aspirador nasal sem filtro



RINÖ PRO - B0211 - ASP402

Please read the instruction manual carefully before use.

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant l'utilisation.

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar.

Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'uso.

Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

Leia o manual de instruções com atenção antes de utilizar.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

EN

FR


ES

IT

DE

PT

Rinö Pro

**A**

Extended tip for 2+ years
 Embout prolongé pour 2 ans +
 Punta extendida durante más
 de 2 años
 Punta estesa per oltre 2 anni
 Erweiterter Tipp für 2+ Jahre-
 Ponta prolongada para mais de
 2 anos

B

Cone tip for 0-2 years
 Embout conique pour 0-2 ans
 Punta cónica para 0-2 años
 Punta a cono per 0-2 anni
 Kegelspitze für 0-2 Jahre
 Ponta cónica para 0-2 anos

C

Wide tip for 0-2 years
 Embout large pour les 0-2 ans
 Punta ancha para 0-2 años
 Punta larga per 0-2 anni
 Breite Spitze für 0-2 Jahre
 Ponta larga para 0-2 anos

D

Wide extended tip for 2+ years
 Embout large et prolongé pour les 2 ans+
 Punta ancha extendida para 2+ años
 Punta larga estesa per 2+ anni
 Breite, verlängerte Spitze für 2+ Jahre
 Ponta larga alargada para 2+ anos

E

Mucus container
 Récipient à morve
 Contenedor de mocos
 Contenitore per moccio
 Rotzbehälter
 Recipiente para ranho

F

Reservoir twist lock/unlock
 Verrouillage/déverrouillage du réservoir
 Bloqueo/desbloqueo del depósito
 Serbatoio con blocco/sblocco a rotazione
 Reservoir mit Drehverriegelung/
 Entriegelung
 Bloqueio/desbloqueio por torção do
 reservatório

G

LED display
 Écran LED
 Pantalla LED
 Display LED
 LED-Anzeige
 Ecrã LED

H

Suction level adjuster
 Réglage du niveau d'aspiration
 Regulador del nivel de succión
 Regolatore del livello di
 aspirazione
 Saugstärke-Einsteller
 Regulador do nível de sucção

I

Music button
 Bouton de musique
 Botón de música
 Pulsante musicale
 Musik-Taste
 Botão de música

J

Start/stop button
 Bouton marche/arrêt
 Botón de inicio/parada
 Pulsante di avvio/arresto
 Start/Stopp-Taste
 Botão de arranque/paragem

K

Light button
 Bouton d'éclairage
 Botón de luz
 Pulsante luce
 Licht-Taste
 Botão de luz

L

Type-C charging port
 Port de charge de type C
 Puerto de carga Tipo-C
 Porta di ricarica Type-C
 Typ-C-Ladeanschluss
 Porta de carregamento tipo C

 Caution/ Avertissement/ Atención Attenzione/ Vorsicht/ Atenção	 Manufacturer/ Fabricant/ Fabricante Produttore/ Hersteller/ Fabricante
 Importer/ Importateur/ Importador Importatore/ Importeur/ Importador	 Medical device/ Appareil médical * Dispositivo médico/ Dispositivo medico Medizinisches Gerät/ Dispositivo médico
 Refer to instruction manual Reportez-vous au manuel d'instructions Consulte el manual de instrucciones Consultare il manuale di istruzioni Siehe Gebrauchsanweisung Consultar o manual de instruções	 IEC 60417-5333, Type BF applied part. * IEC 60417-5333, Pièce appliquée de type B. IEC 60417-5333, parte de contacto tipo BF. IEC 60417-5333, Parte applicata di tipo BF. IEC 60417-5333, Angewandtes Teil Typ BF. IEC 60417-5333, peça aplicada Tipo BF.
 MR Unsafe Non compatible IRM Inseguro para RM Non compatibile con RM Nicht geeignet für MRT Não compatível com RM	 CE marking of conformity Marquage CE de conformité Marcado CE de conformidad Marchio di conformità CE CE-Kennzeichnung der Konformität Marcação CE de conformidade
 Batch code, see the LOT at the bottom of the device Code de lot, voir le LOT au bas de l'appareil Código de lote, véase el LOT en la parte inferior del aparato Codice del lotto, vedere il LOT sul fondo del dispositivo Chargencode, siehe LOT auf der Unterseite des Geräts Código do lote, ver o LOT na parte inferior do dispositivo	 Printed in paper (recycling code /22 PAP) Imprimé sur papier (code de recyclage /22 PAP) Impreso en papel (código de reciclaje /22 PAP) Stampato in carta (codice di riciclaggio /22 PAP) Bedruckt in Papier (Recycling-Code /22 PAP) Impresso em papel (código de reciclagem /22 PAP)
 Date of manufacture (YYMM). See the date of manufacture at the bottom of the device Date de fabrication (YYMM). Voir la date de fabrication au bas de l'appareil Fecha de fabricación (AAMM). Véase la fecha de fabricación en la parte inferior del dispositivo Data di fabbricazione (YYMM). Vedere la data di fabbricazione sul fondo del dispositivo Datum der Herstellung (JJMM). Siehe das Herstellungsdatum auf der Unterseite des Geräts Data de fabrico (YYMM). Ver a data de fabrico na parte inferior do dispositivo	 Authorized representative in the European Community/ European Union Représentant autorisé dans la Communauté européenne/Union européenne Representante autorizado en la Comunidad Europea/ Unión Europea Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea/ Unione Europea Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union Representante autorizado na Comunidade Europeia/ União Europeia

IP22 Protected from the touch of fingers and objects greater than 12 millimeters Protégé du toucher des doigts et des objets de plus de 12 millimètres. Protegido del toque de dedos y objetos superiores a 12 milímetros. Protetto dal tocco di dita e oggetti superiori a 12 millimetri. Geschützt vor Berührung mit den Fingern und Gegenständen größer als 12 Millimeter. Não tocar com os dedos ou objetos maiores que 12 milímetros.	 This device may be used multiple times on a single patient Cet appareil peut être utilisé plusieurs fois sur un même patient Este dispositivo puede utilizarse varias veces en un mismo paciente Questo dispositivo può essere utilizzato più volte su un singolo paziente Dieses Produkt kann mehrfach an einem Patienten verwendet werden Este dispositivo pode ser utilizado várias vezes num único doente
UDI Unique device identifier * Identifiant unique du dispositif Identificador único del dispositivo Identificatore univoco del dispositivo Eindeutige Gerätekennzeichnung Identificador único do dispositivo	
 Do not dispose of this product with ordinary household waste. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. No elimine este producto con los desperdicios habituales del hogar. Non smaltire il prodotto insieme agli altri rifiuti domestici. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll. Não elimine este produto junto com resíduos domésticos normais.	

* This information applies to the United States and Canada only

APPLIED STANDARDS:

The following standards apply to the design and manufacture of the device:

- IEC/EN 60601-1 Medical Electrical Equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
- IEC/EN 60601-1-2 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Electromagnetic compatibility – Requirements and tests
- IEC/EN 60601-1-6 Medical electrical equipment – Part 1-6: General requirements for safety – Collateral standard: Usability
- IEC/EN 60601-1-11 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment
- EN ISO 10993-5 Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
- EN ISO 10993-10 Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for skin sensitization
- EN ISO 10993-23 Biological evaluation of medical devices - Part 23: Tests for irritation

NORMES APPLICABLES :

Les normes suivantes s'appliquent à la conception et à la fabrication du dispositif :

- IEC/EN 60601-1 Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
- IEC/EN 60601-1-2 Appareils électromédicaux - Partie 1-2 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique - Exigences et essais
- IEC/EN 60601-1-6 Appareils électromédicaux - Partie 1-6 : Exigences générales de sécurité - Norme collatérale : Facilité d'utilisation
- IEC/EN 60601-1-11 Appareils électromédicaux - Partie 1-11 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles - Norme collatérale : Exigences pour les appareils électromédicaux et les systèmes électromédicaux utilisés dans l'environnement des soins à domicile
- EN ISO 10993-5 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5 : Essais de cytotoxicité in vitro
- EN ISO 10993-10 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10 : Essais de sensibilisation cutanée
- EN ISO 10993-23 Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 23 : Essais d'irritation

EN

FR



ES

IT

DE

PT

Rinö Pro




Rinö Pro

EN	English	8
FR	Français	14
ES	Español	20
IT	Italiano	26
DE	Deutsch	32
PT	Português	38

BEFORE USE


1. Charge Rinö Pro battery for two hours. The battery display shows all three bars when charging is complete.




Note: For safety reasons, Rinö Pro cannot be operated while charging.

In order to avoid battery damage due to low voltage for a long time, please charge the device every three months.

2. Disassemble the mucus container and nose tips, clean and dry its parts.




3. Attach the mucus container. Only use clean and dry parts for assembly. Attach the silicone tip. Pick the size that fits your child's nose the best.



HOW TO USE RINÖ

1. Press the Start/Stop button 2 seconds to turn the Rinö Pro on.
2. Press the suction adjustment button to select the appropriate suction power.

TIP: If the mucus is thin, you can use Rinö Pro at a lower setting.




If it is thick, you can use Rinö Pro at a higher setting than normal.

NOTE: In case of swollen nasal mucosa or blocked nasal openings, use decongestant solutions or nasal sprays 30 minutes before application.


3. Sit your child on your lap, hold them in your arms or sit them in an upright position supporting their back with a pillow. You may also sit them in an infant bouncer or infant seat. To avoid risk of injury, do not insert the tip too deeply, press against the wall of the nostril, or completely block the nostril. For best results, the tip should be pointed towards the outer side of the nostril at a 90-degree angle.



4. Press the Start/Stop button to pause the run. Press the Start/Stop button 2 seconds to switch the Rinö Pro off. Rinö Pro stops automatically after 5 minutes if there is no user interaction.



5. Watch the mucus container fill with gunk. Do not exceed the MAX line in the mucus container.




Note: Do not let nasal secretions overflow the MAX marker on the mucus container.

If you want to distract your child, use the following function after turning on the power.




Lights button:

- x1 Color lights on
- x1 Color lights off



Music button:

- x1 Music on
- Long press for 2 seconds Change music





CLEANING AND MAINTENANCE

For reasons of hygiene, it is important to wash Rinö Pro before and after each use. Please carefully follow the instructions.

1. Twist to lock/unlock mucus container.
2. Gently pull off the tip.

3. Rinse/dishwash mucus container & tips. Water temperature cannot exceed 100 °C or steam temperature.

4. Clean the motor unit with a damp cloth, and dry with a clean, dry towel. Ensure that no liquid enters the interior of the nasal aspirator.



INTENDED USE

The Rinö provides intermittent suction for removing nasal secretions and mucus to alleviate nasal discomfort.

WARNING

- The Rinö Pro should always be used by an adult.
- The Rinö Pro is designed to clean/extract nasal secretions only. Do not use the device for purposes other than those stated in these instructions for use, in the mouth or in the ears for example.
- In case of infection, fever, nasal irritation, or haemorrhage, immediately stop use and consult your family doctor.

- Do not use the Rinö Pro if your baby's nose is showing signs of injury, cuts, irritation or inflammation.
- Counter-indications: Haemophilia, dilated vessels of the mucous membrane of the nasal septum, frequent nosebleeds, medical treatment with anticoagulants, congenital malformations (e.g. Palatal fissure).
- The Rinö Pro is intended for personal, not commercial use.
- The Rinö Pro includes electrical parts which required protection when cleaning.

Please follow the cleaning instructions provided in the Cleaning and Maintenance section of this manual.

- Keep out of reach of children under 12 years.
- Do not expose the Rinö Pro to direct sunlight.
- Do not use another nozzle than those supplied with this device.
- Do not modify the Rinö Pro without the authorization of the manufacturer.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

TECHNICAL PARAMETERS	
Display	LED Screen
Suction Strength	-55 ~ -75kPa
Weight	150g (with tip) (5,3oz)
Size	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Waterproof level	IP22
Power source	3.7V 450mAh Li-ion battery
Charging source	Input DC 5V/1A
Anti electronic shock degree	Type BF
Mode of operation	Continuous operation

Expected lifetime of the device housing (electrical parts)	3 years
Battery life	50 min
OPERATING CONDITIONS	
Temperature	+10°C~+40°C
Humidity	15%~95% R.H. non-condensing
Atmospheric pressure	70kPa~106kPa
STORAGE AND SHIPPING CONDITIONS	
Temperature	-20°C~+55°C
Humidity	≤95% R.H. non-condensing
Atmospheric pressure	70kPa~106kPa


AVANT UTILISATION

1. Chargez la batterie de Rinö Pro pendant deux heures. L'écran de la batterie affiche les trois barres lorsque la charge est terminée.




Remarque : pour des raisons de sécurité, Rinö Pro ne peut pas être utilisé pendant la charge. Afin d'éviter que la batterie ne soit endommagée par une faible tension pendant une longue période, veuillez recharger l'appareil tous les trois mois.

2. Démontez le réservoir à mucus et les embouts nasaux, nettoyez et séchez les pièces.




3. Fixer le réservoir à mucus. N'utilisez que des pièces propres et sèches pour l'assemblage. Fixez l'embout en silicone. Choisissez la taille qui convient le mieux au nez de votre enfant.



COMMENT UTILISER RINÖ

1. Appuyez sur le bouton Start/Stop pendant 2 secondes pour mettre Rinö Pro en marche.
2. Appuyer sur le bouton de réglage de l'aspiration pour sélectionner la puissance d'aspiration appropriée.




CONSEIL : Si le mucus est fin, vous pouvez utiliser Rinö Pro avec un réglage plus faible. S'il est épais, vous pouvez utiliser Rinö Pro avec un réglage plus élevé que la normale.

REMARQUE : En cas de gonflement de la muqueuse nasale ou d'obstruction des orifices nasaux, utilisez des solutions décongestionnantes ou des sprays nasaux 30 minutes avant l'application.


3. Asseyez votre enfant sur vos genoux, prenez-le dans vos bras ou mettez-le en position verticale en soutenant son dos à l'aide d'un oreiller. Vous pouvez également l'installer dans un transat ou un siège pour bébé. Évitez d'insérer l'embout trop profondément, d'appuyer contre la paroi de la narine ou de bloquer complètement la narine pour éviter les risques de blessures. L'emplacement idéal est vers le côté extérieur de la narine à un angle de 90 degrés.



4. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour interrompre l'aspiration. Appuyez sur le bouton Start/Stop pendant 2 secondes pour éteindre Rinö Pro. Rinö Pro s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes s'il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur.



5. Observez le réservoir à mucus se remplir de saletés. Ne pas dépasser la ligne MAX dans le réservoir à mucus.




Remarque : Ne laissez pas les sécrétions nasales dépasser le repère MAX du réservoir à mucus.

Si vous souhaitez distraire votre enfant, utilisez la fonction




Bouton d'éclairage:

- x1 les lumières colorées s'allument
- x1 les lumières colorées s'éteignent



Bouton musique:



- x1 la musique démarre
- Appui long 2 sec, changement de musique.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour des raisons d'hygiène, il est important de nettoyer Rinö Pro avant et après chaque utilisation. Veuillez suivre les étapes de nettoyage attentivement.

1. Tourner pour verrouiller/déverrouiller le réservoir à mucus.
2. Retirer délicatement l'embout.
3. Rincer/laver au lave-vaisselle le réservoir à mucus et les embouts. La température de l'eau ne doit pas dépasser 100 °C ou la température de la vapeur.
4. Nettoyez le moteur avec un chiffon humide et séchez-le avec une serviette propre et sèche. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'aspirateur nasal.



UTILISATION PRÉVUE

Le Rinö permet une aspiration intermittente des sécrétions nasales et du mucus pour soulager l'inconfort nasal.

 AVERTISSEMENT

- Le Rinö Pro doit toujours être utilisé par un adulte.
- Le Rinö Pro est conçu pour nettoyer/extraire les sécrétions nasales uniquement. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi, dans la bouche ou dans les oreilles par exemple.
- En cas d'infection, de fièvre, d'irritation nasale ou d'hémorragie, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez votre médecin de famille.
- N'utilisez pas le Rinö Pro si le nez de votre bébé présente des signes de blessure, de coupure, d'irritation ou d'inflammation.
- Contre-indications : Hémophilie, dilatation des vaisseaux de la muqueuse de la cloison nasale, saignements de nez fréquents, traitement médical par anticoagulants, malformations congénitales (par ex. fissure palatine).
- Le Rinö Pro est destiné à un usage personnel et non commercial.
- Le Rinö Pro contient des pièces électriques qui doivent être protégées lors du nettoyage.

Veuillez suivre les instructions de nettoyage fournies dans la section Nettoyage et

Nettoyage et entretien de ce manuel.

- Tenir l'appareil hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
- Ne pas exposer le Rinö Pro à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser d'autres buses que celles fournies avec l'appareil.
- Ne pas modifier le Rinö Pro sans l'autorisation du fabricant.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. -Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

-Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.


-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

PARAMÈTRES TECHNIQUES	
Affichage	Écran LED

Force d'aspiration	-55 ~ -75kPa
Poids	150g (avec embout) (5,3oz)
Dimensions	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Niveau d'étanchéité	IP22
Source d'alimentation	Batterie Li-ion 3.7V 450mAh
Source de charge	Entrée DC 5V/1A
Degré de protection contre les chocs électroniques	Type BF
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Durée de vie prévue du boîtier de l'appareil (pièces électriques)	3 ans
Durée de vie de la batterie	50 min
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	
Température	+10°C~+40°C
Humidité	15%~95% R.H. sans condensation
Pression atmosphérique	70kPa~106kPa
CONDITIONS DE STOCKAGE ET D'EXPÉDITION	
Température	-20°C~+55°C
Humidité	≤95% R.H. sans condensation
Pression atmosphérique	70kPa~106kPa


ANTES DE USAR

1. Cargue la batería de Rinö Pro durante dos horas. La pantalla de la batería mostrará tres barras cuando la carga esté completa.




Nota: por razones de seguridad, Rinö Pro no puede utilizarse durante la carga. Para evitar que la batería se dañe debido a un voltaje bajo durante un periodo prolongado, recargue el dispositivo cada tres meses.

2. Desmonte el depósito de mucosidad y las cánulas nasales, y limpie y seque las piezas.




3. Coloque el depósito de mucosidad. Utilice sólo piezas limpias y secas para el montaje. Coloque la punta de silicona. Elija el tamaño que mejor se adapte a la nariz de su hijo.



CÓMO UTILIZAR RINÖ

1. Pulse el botón Start/Stop durante 2 segundos para encender Rinö Pro.
2. Pulse el botón de ajuste de succión para seleccionar la potencia de succión adecuada.




CONSEJO: Si la mucosidad es fina, puede utilizar Rinö Pro con un ajuste más bajo. Si es espesa, puede utilizar Rinö Pro con un ajuste más alto de lo normal.

NOTA: En caso de mucosa nasal inflamada o conductos nasales obstruidos, utilice soluciones descongestionantes o sprays nasales 30 minutos antes de la aplicación.


3. Siente a su hijo en su regazo, sosténgalo en brazos o póngalo en posición vertical, apoyando su espalda en una almohada. También puede colocar a su hijo en una hamaca o en un asiento para bebés. Para evitar lesiones, evita introducir la boquilla demasiado profundamente, presionando contra la pared de la fosa nasal u obstruyéndola por completo. La posición ideal es hacia el exterior de la fosa nasal, en un ángulo de 90 grados.



4. Pulse el botón Start/Stop para detener la aspiración. Pulse el botón Start/Stop durante 2 segundos para apagar Rinö Pro. Rinö Pro se apaga automáticamente al cabo de 5 minutos si no hay interacción por parte del usuario.



5. Observe cómo se llena el depósito de mucosidad. No sobrepase la línea MAX del depósito de mucosidad.



Nota: No permita que las secreciones nasales sobrepasen la marca MAX del depósito de mucosidad. Si desea distraer a su hijo, utilice el botón





Botón de luz:

x1 Luces de color encendidas
x1 Luces de color apagadas



Botón de música:



x1 Música encendida
Pulsación larga durante 2 segundos
Cambiar música



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por razones de higiene, es importante limpiar Rinö Pro antes y después de cada uso. Por favor, siga cuidadosamente los pasos de limpieza.

1. Gire para bloquear/desbloquear el depósito de mucosidad.
2. Retire con cuidado la boquilla.
3. Enjuague/lave el depósito de mucosidad y las boquillas en el lavavajillas. La temperatura del agua no debe superar los 100°C o la temperatura del vapor.
4. Limpie el motor con un paño húmedo y séquelo con una toalla limpia y seca. Asegúrese de que no entre líquido en el interior del aspirador nasal.



USO PREVISTO

Rinö proporciona succión intermitente para eliminar las secreciones nasales y la mucosidad con el fin de aliviar las molestias nasales.

 ADVERTENCIA

- Rinö Pro debe ser utilizado siempre por un adulto.
- Rinö Pro está diseñado únicamente para limpiar/extraer secreciones nasales. No utilice el dispositivo para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso, por ejemplo en la boca o los oídos.
- En caso de infección, fiebre, irritación nasal o sangrado, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y consulte a su médico de cabecera.
- No utilice Rinö Pro si la nariz de su bebé muestra signos de lesión, corte, irritación o inflamación.
- Contraindicaciones: Hemofilia, vasos dilatados en la mucosa del tabique nasal, hemorragias nasales frecuentes, tratamiento médico con anticoagulantes, malformaciones congénitas (por ejemplo, paladar hendido).
- Rinö Pro está destinado a un uso personal y no comercial.
- Rinö Pro contiene piezas eléctricas que deben protegerse durante la limpieza. Siga las instrucciones de limpieza de la sección Limpieza y mantenimiento de este manual.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 12 años.
- No exponga Rinö Pro a la luz solar directa.
- No utilice boquillas distintas de las suministradas con el aparato.
- No modifique Rinö Pro sin autorización del fabricante.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los límites

establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

PARÁMETROS TÉCNICOS	
Pantalla	Pantalla LED
Fuerza de succión	-55 ~ -75kPa
Peso	150g (con punta) (5,3oz)
Tamaño	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Nivel de impermeabilidad	IP22

Fuente de alimentación	Batería de 3.7V 450mAh
Fuente de carga	Entrada DC 5V/1A
Grado de protección contra descargas eléctricas	Tipo BF
Modo de operación	Funcionamiento continuo
Vida útil esperada del cuerpo del dispositivo (partes eléctricas)	3 años
Duración de la batería	50 min
CONDICIONES DE OPERACIÓN	
Temperatura	+10°C~+40°C
Humedad	15%~95% H.R. no condensante
Presión atmosférica	70kPa~106kPa
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ENVÍO	
Temperatura	-20°C~+55°C
Humedad	≤95% H.R. no condensante
Presión atmosférica	70kPa~106kPa


PRIMA DELL'USO

1. Caricare la batteria di Rinö Pro per due ore. Nota: per motivi di sicurezza, Rinö Pro non può essere utilizzato durante la carica.




Per evitare di danneggiare la batteria a causa della bassa tensione per un lungo periodo, ricaricare il dispositivo ogni tre mesi.

2. Rimuovere la scatola del muco e i rebbi nasali, quindi pulire e asciugare le parti.




3. Rimettere la scatola del muco. Sostituire la scatola del muco. Per il montaggio utilizzare solo parti pulite e asciutte. Applicare la punta in silicone. Scegliere la misura più adatta al naso del bambino.



COME UTILIZZARE IL RINÖ

1. Premere il pulsante Start/Stop per 2 secondi per accendere Rinö Pro.




2. Premere il pulsante di impostazione dell'aspirazione per selezionare la potenza di aspirazione appropriata. CONSIGLIO: se il muco è sottile, è possibile utilizzare Rinö Pro con un'impostazione più bassa del normale. NOTA: in caso di muco nasale gonfio o di vie nasali ostruite, utilizzare soluzioni decongestionanti o spray nasali 30 minuti prima dell'applicazione. Fate sedere il bambino sulle vostre ginocchia, tenetelo in braccio o mettetelo in posizione eretta con la schiena appoggiata su un cuscino.


3. Si può anche mettere il bambino su un'amaca o su un seggiolino. Per evitare lesioni, evitate di inserire il boccaglio troppo profondamente, di premerlo contro la parete della narice o di bloccarlo completamente. La posizione ideale è verso l'esterno della narice, con un angolo di 90 gradi.



4. Premere il pulsante Start/Stop per interrompere l'aspirazione. Premere il pulsante Start/Stop per 2 secondi per spegnere Rinö Pro. Rinö Pro si spegne automaticamente dopo 5 minuti se l'utente non interviene.



5. Osservare come si riempie il serbatoio del muco.



Nota: non lasciare che le secrezioni nasali superino il segno MAX sul serbatoio del muco.



Pulsante luce:

x1 Luci colorate accese

x1 Luci colorate spente





Pulsante musicale:

x1 Musica su

Premere a lungo per 2 secondi



Cambiare musica



PULIZIA E MANUTENZIONE

Per motivi igienici, è importante pulire Rinö Pro prima e dopo ogni utilizzo. Seguire attentamente le istruzioni per la pulizia.

1. Ruotare per bloccare/sbloccare la vaschetta del muco.
2. Rimuovere con attenzione l'ugello.
3. La temperatura dell'acqua non deve superare i 100°C o la temperatura del vapore.
4. Pulire il motore con un panno umido e asciugarlo con un asciugamano pulito e asciutto. Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dell'aspiratore nasale.



USO PREVISTO

Rinö fornisce un'aspirazione intermittente per rimuovere le secrezioni nasali e il muco e alleviare i disturbi nasali.

 ATTENZIONE

- Il Rinö Pro deve essere sempre utilizzato da un adulto.
- Il Rinö Pro è progettato esclusivamente per pulire/estrarre le secrezioni nasali. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso, ad esempio in bocca o nelle orecchie.
- In caso di infezione, febbre, irritazione nasale o emorragia, interrompere immediatamente l'uso e consultare il medico di famiglia.
- Non utilizzare Rinö Pro se il naso del bambino presenta segni di ferite, tagli, irritazioni o infiammazioni.
- Controindicazioni: Emofilia, vasi dilatati della mucosa del setto nasale, frequenti epistassi, trattamento medico con anticoagulanti, malformazioni congenite (es. fessura palatale).
- Il Rinö Pro è destinato a un uso personale e non commerciale.
- Il Rinö Pro comprende parti elettriche che devono essere protette durante la pulizia.

Seguire le istruzioni per la pulizia fornite nella sezione Pulizia e manutenzione di questo manuale.

manutenzione di questo manuale.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 12 anni.
- Non esporre Rinö Pro alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare un ugello diverso da quello fornito con questo dispositivo.
- Non modificare il Rinö Pro senza l'autorizzazione del produttore.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:


- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

PARAMETRI TECNICI	
Schermo	Schermo LED
Forza di aspirazione	-55 ~ -75kPa
Peso	150g (con punta) (5,3oz)
Dimensioni	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Livello di impermeabilità	IP22
Fonte di alimentazione	Batteria de 3.7V 450mAh

Fonte di ricarica	Ingresso DC 5V/1A
Grado di protezione da scariche elettriche	Tipo BF
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo
Vita utile prevista del corpo del dispositivo (parti elettriche)	3 anni
Durata della batteria	50 min
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO	
Temperatura	+10°C~+40°C
Umidità	15%~95% U.R. non condensante
Pressione atmosferica	70kPa~106kPa
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO E SPEDIZIONE	
Temperatura	-20°C~+55°C
Umidità	≤95% U.R. non condensante
Pressione atmosferica	70kPa~106kPa


VOR DER VERWENDUNG

1. Laden Sie den Akku des Rinö Pro zwei Stunden lang auf. Die Akkuanzeige zeigt drei Balken an, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.




Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Rinö Pro während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Um eine Beschädigung des Akkus aufgrund einer niedrigen Spannung über einen längeren Zeitraum zu vermeiden, laden Sie das Gerät alle drei Monate auf.

2. Nehmen Sie die Schleimbox und die Nasenklemmen auseinander und reinigen und trocknen Sie die Teile.




3. Tauschen Sie die Schleimbox aus. Verwenden Sie für den Zusammenbau nur saubere und trockene Teile. Befestigen Sie die Silikonspitze. Wählen Sie die Größe, die am besten zur Nase Ihres Kindes passt.



SO VERWENDEN SIE RINÖ

1. Halten Sie die Start/Stop-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um Rinö Pro einzuschalten.
2. Drücken Sie den Saugkraftregler, um die entsprechende Saugkraft auszuwählen.




TIPP: Wenn der Schleim fein ist, können Sie Rinö Pro mit einer niedrigeren Einstellung verwenden. Ist er zähflüssig, können Sie Rinö Pro mit einer höheren Einstellung als normal verwenden.

HINWEIS: Bei geschwellenem Nasenschleim oder verstopften Nasengängen sollten Sie 30 Minuten vor der Anwendung abschwellende Lösungen oder Nasensprays verwenden.


3. Setzen Sie Ihr Kind auf Ihren Schoß, halten Sie es im Arm oder bringen Sie es in eine aufrechte Position, wobei Sie den Rücken auf ein Kissen stützen. Sie können Ihr Kind auch in eine Hängematte oder einen Babysitz setzen. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie das Mundstück nicht zu tief einführen, es nicht gegen die Nasenlochwand drücken oder ganz verschließen. Die ideale Position ist zur Außenseite des Nasenlochs in einem Winkel von 90 Grad.



4. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste, um das Saugen zu beenden. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste 2 Sekunden lang, um Rinö Pro auszuschalten. Rinö Pro schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus, wenn der Benutzer nicht eingreift.



5. Beobachten Sie, wie sich das Schleimreservoir füllt.



Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Nasensekret nicht über die MAX-Markierung des Schleimbehälters hinausgeht.





Licht-Taste:

x1 Farbige Lichter an
x1 Farbige Lichter aus



Taste Musik:


x1 Musik an
Langes Drücken für 2 Sekunden
Musik wechseh



REINIGUNG UND WARTUNG

Aus hygienischen Gründen ist es wichtig, Rinö Pro vor und nach jedem Gebrauch zu reinigen. Befolgen Sie die Reinigungsanweisungen sorgfältig.

1. Drehen Sie, um den Schleimbehälter zu verriegeln/entriegeln.
2. Nehmen Sie die Düse vorsichtig ab.
3. Die Wassertemperatur darf 100°C oder die Dampftemperatur nicht überschreiten.
4. Reinigen Sie den Motor mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie ihn mit einem sauberen, trockenen Handtuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Nasensaugers gelangt.



VERWENDUNGSZWECK

Der Rinö bietet eine intermittierende Absaugung zur Entfernung von Nasensekret und Schleim, um Nasenbeschwerden zu lindern.

 WARNUNG

- Der Rinö Pro sollte immer von einem Erwachsenen.
- Der Rinö Pro ist ausschließlich für die Reinigung/Absaugung von Nasensekret vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Zwecke, z. B. im Mund oder in den Ohren.
- Bei Infektionen, Fieber, Nasenreizungen oder Blutungen beenden Sie sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Hausarzt.
- Verwenden Sie den Rinö Pro nicht, wenn die Nase Ihres Babys Anzeichen von Verletzungen, Schnitten, Reizungen oder Entzündungen aufweist.
- Kontraindikationen: Hämophilie, erweiterte Gefäße der Nasenschleimhaut, häufiges Nasenbluten, medikamentöse Behandlung mit Antikoagulantien, angeborene Fehlbildungen (z.B. Gaumenspalte).
- Der Rinö Pro ist für den persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
- Der Rinö Pro enthält elektrische Teile, die bei der Reinigung geschützt werden müssen.

Bitte beachten Sie die Reinigungshinweise im Abschnitt Reinigung und

Abschnitt „Reinigung und Wartung“ in dieser Anleitung.

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 12 Jahren auf.
- Setzen Sie den Rinö Pro nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie keine andere Düse als die, die mit diesem Gerät geliefert wurde.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Rinö Pro ohne Genehmigung des Herstellers vor.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

TECHNISCHE PARAMETER


Anzeige

LED-Bildschirm

Saugkraft	-55 ~ -75kPa
Gewicht	150 g (mit Spitze) (5,3 oz)
Größe	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Wasserdichtheitsgrad	IP22
Stromquelle	3,7 V 450 mAh Lithium-Ionen-Batterie
Ladequelle	Eingang DC 5V/1A
Elektronischer Schutzgrad	Typ BF
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Erwartete Lebensdauer des Gehäuses (elektrische Teile)	3 Jahre
Batterielebensdauer	50 min
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur	+10°C~+40°C
Feuchtigkeit	15%~95% R.H. nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck	70kPa~106kPa
LAGER- UND VERSANDBEDINGUNGEN	
Temperatur	-20°C~+55°C
Feuchtigkeit	≤95% R.H. nicht kondensierend
Atmosphärischer Druck	70kPa~106kPa


ANTES DE USAR

1. Carregue a bateria do Rinö Pro durante duas horas. O indicador da bateria apresentará três barras quando o carregamento estiver concluído.




Nota: Por razões de segurança, o Rinö Pro não pode ser utilizado durante o carregamento. Para evitar danos na bateria devido à baixa tensão durante um longo período de tempo, carregue o aparelho de três em três meses.

2. desmontar a caixa de slime e os ganchos para o nariz, limpar e secar as peças.




3. substituir a caixa de slime. Utilize apenas peças limpas e secas para voltar a montar o aparelho. Colocar a ponta de silicone. Escolha o tamanho que melhor se adapta ao nariz do seu filho.



COMO UTILIZAR O RINÖ

1. Prima e mantenha premido o botão iniciar/parar durante dois segundos para ligar o Rinö Pro.
2. Prima o controlo da potência de sucção para selecionar a potência de sucção adequada.




SUGESTÃO: Se o muco for fino, pode utilizar o Rinö Pro numa definição mais baixa.

NOTA: Se tiver o muco nasal inchado ou as passagens nasais bloqueadas, deve utilizar soluções descongestionantes ou sprays nasais 30 minutos antes da utilização.


3. Sente a criança ao seu colo, segure-a nos braços ou coloque-a numa posição vertical com as costas apoiadas numa almofada. Também pode colocar a criança numa rede ou numa cadeira de bebé. Para evitar lesões, não se deve inserir a boquilha demasiado fundo, nem pressioná-la contra a parede da narina, nem fechá-la completamente. A posição ideal é na direção do exterior da narina, num ângulo de 90 graus.



4. Prima o botão Iniciar/Parar para parar a aspiração. Prima o botão iniciar/parar durante 2 segundos para desligar o Rinö Pro. O Rinö Pro desliga-se automaticamente após 5 minutos, se o utilizador não intervir.



5. observe como o reservatório de muco se enche.



Nota: Certifique-se de que a secreção nasal não ultrapassa a marca MAX no reservatório de muco.





Licht-Taste:

- x1 Farbige Lichter an
- x1 Farbige Lichter aus



Taste Musik:



- x1 Musik an
- Langes Drücken für 2 Sekunden Musik wechseln



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por razões higiénicas, é importante limpar o Rinô Pro antes e depois de cada utilização. Siga atentamente as instruções de limpeza.

1. Rode para bloquear/desbloquear o recipiente do lodo.
2. Retire cuidadosamente o bocal.
3. A temperatura da água não deve ultrapassar os 100°C ou a temperatura do vapor.
4. Limpe o motor com um pano húmido e seque-o com uma toalha limpa e seca. Certifique-se de que não entra líquido no interior do aspirador nasal.



UTILIZAÇÃO PREVISTA

O Rinô proporciona uma sucção intermitente para remover as secreções nasais e o muco para aliviar o desconforto nasal.

 AVISO

- O Rinö Pro deve ser sempre utilizado por um adulto.
- O Rinö Pro destina-se exclusivamente à limpeza/aspiração de secreções nasais. Não utilize o dispositivo para outros fins que não os especificados nestas instruções de utilização, por exemplo, na boca ou nos ouvidos.
- Em caso de infeção, febre, irritação nasal ou hemorragia, interrompa imediatamente a utilização do aparelho e consulte o seu médico de família.
- Não utilize o Rinö Pro se o nariz do seu bebé apresentar sinais de ferimentos, cortes, irritação ou inflamação.
- Contra-indicações: Hemofilia, vasos dilatados da mucosa nasal, hemorragias nasais frequentes, medicação com anticoagulantes, malformações congénitas (por exemplo, fenda palatina).
- O Rinö Pro destina-se a uma utilização pessoal e não comercial.
- O Rinö Pro contém peças eléctricas que devem ser protegidas durante a limpeza. Siga as instruções de limpeza nas secções "Limpeza" e "Limpeza e manutenção" deste manual.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças com menos de 12 anos de idade.
- Não expor o Rinö Pro à luz direta do sol.
- Não utilizar um bocal diferente do fornecido com este aparelho. - Não efetuar qualquer modificação no Rinö Pro sem a autorização do fabricante.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena de receção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda

PARÂMETROS TÉCNICOS	
Exibição	Tela LED
Força de Sucção	-55 ~ -75kPa
Peso	150 g (com ponta) (5,3 oz)
Tamanho	168 x 47 x 54mm (6,6 x 1,85 x 2in)
Nível de impermeabilidade	IP22

Fonte de energia	Bateria de íon de lítio 3,7 V 450 mAh
Fonte de carregamento	Entrada DC 5V/1A
Grau de proteção contra choque elétrico	Tipo BF
Modo de operação	Operação contínua
Vida útil esperada do corpo do dispositivo (partes elétricas)	3 anos
Vida útil da bateria	50 min
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	
Temperatura	+10°C~+40°C
Umidade	15%~95% U.R. não condensantes
Pressão atmosférica	70kPa~106kPa
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	
Temperatura	-20°C~+55°C
Umidade	≤95% U.R. não condensante
Pressão atmosférica	70kPa~106kPa

<https://bbluvgroup.com/product-registration/>

Do not forget to register your product

N'oubliez pas d'enregistrer le produit

No olvide registrar su producto

Non dimenticare di registrare il prodotto

Vergessen sie nicht, ihr produkt zu registrieren

Não se esqueça de registrar o seu produto

info@bbluvgroup.com

1 855-808-2636



bblüv Group inc.

555 Chabanel Ouest, suite 1540

Montréal, QC, Canada H2N 2J2

bbluv.com